# 19

## POMIAR STAŁEJ GRAWITACJI G (WAŻENIE ZIEMI)

#### Uwaga!

Urządzenie do pomiaru stałej grawitacji jest niezwykle delikatne i wrażliwe na wstrząsy. Bardzo cienka i droga nić metalowa, na której zawieszone jest wahadło, może urwać się przy nieostrożnym postępowaniu. Dlatego zabrania się studentom podejmowania prób regulacji przyrządu (wagi skręceń i kul) a nawet jego dotykania. Koszty ewentualnej naprawy wagi pokryje sprawca uszkodzenia. Nieostrożna manipulacja spowoduje także dodatkowe drgania wahadła, co utrudni i wydłuży czas pomiaru. Dlatego zmiany położenia dużych kul może dokonać tylko prowadzący ćwiczenie.

#### 1. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

- prawo powszechnego ciążenia;
- sposoby wyznaczania stałej grawitacji ze szczególnym uwzględnieniem metody wagi Cavendisha.

#### 2. POMIARY

Laser nie jest przystosowany do pracy ciągłej w związku z tym włączamy go tylko w chwili obserwacji przyciskając w tym czasie przycisk na obudowie zasilacza. Włączenie lasera potwierdza świecenie niebieskiej diody.

- **1.** Przed przystąpieniem do pomiarów należy zaobserwować położenie plamki świetlnej na skali wychyleń. Następnie należy poprosić prowadzącego zajęcia o przesunięcie dużych kul w pierwsze skrajne położenie. Ta operacja musi być dokonana bardzo ostrożnie, gdyż stuknięcie dużą kulą o osłonę szklaną spowoduje dodatkowe drgania plamki i utrudni obserwację ruchu wahadła przez dłuższy czas.
- **2.** Przez ok. 30 minut należy zapisywać (w odstępach 30 sekundowych) kolejne położenia plamki na skali. Czas ten odpowiada czasowi trwania dwu pełnych okresów wahadła.
- **3.** Następnie należy poprosić prowadzącego zajęcia o przesunięcie dużych kul w drugie skrajne położenie i ponownie rejestrować ruch plamki świetlnej, przez taki sam okres czasu.

### 3. OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW

- 1. Sporządzić wykres ruchu wahadła zależność położenia plamki od czasu trwania pomiaru (x = f(t)) dla obydwu ustawień dużych kul.
- **2.** Na wykresie zaznaczyć kolejne maksima i minima oscylacji (po 3 dla każdego ustawienia kul).

**3.** Obliczyć położenia środka wahań  $b_{01}$  i  $b_{02}$  (równoważne położeniu wahadła po zaniku oscylacji), dla pierwszego i drugiego ustawienia dużych mas, korzystając ze wzorów:

$$b_{01} = \frac{\frac{b_1 + b_3}{2} + b_2}{\frac{2}{2}} = \frac{b_1}{4} + \frac{b_2}{2} + \frac{b_3}{4} \rightarrow \text{pierwsze ustawienie;}$$

$$b_{02} = \frac{\frac{b_1 + b_3}{2} + b_2}{\frac{2}{2}} = \frac{b_1}{4} + \frac{b_2}{2} + \frac{b_3}{4} \rightarrow \text{drugie ustawienie.}$$

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, i b<sub>3</sub> to wartości kolejnych maksimum i minimum wychylenia zaobserwowane dla każdego ustawienia dużych kul.

**4.** Różnicę wartości  $\Delta b = b_{01}$  -  $b_{02}$  należy podstawić do wzoru (11) ze wstępu do ćwiczenia i obliczyć stałą grawitacji G.

#### Przyjmujemy, że:

- masa M dużej kuli jest równa 1,5 kg;
- odległość małej kulki m od osi obrotu d jest równa 0,05 m;
- odległość r pomiędzy środkami mas M i m w położeniu równowagi wynosi 0,047 m (przy ruchu wahadła odległość ta zmienia się jedynie o ok. 2% i zmiany wartości r można pominąć);
- odległość L zwierciadełka od ekranu wynosi 0,86 m.
- **5.** Znając siłę  $F_c$ , z jaką Ziemia przyciąga masę 1 kg, znajdującą się na jej powierzchni  $(F_c = m \cdot g, g = 9.81 \frac{m}{s^2})$  należy oszacować na podstawie wzoru (1) ze wstępu do ćwiczenia masę Ziemi  $M_z$  i następnie porównać tę wartość z wartością tablicową  $(M_z = 5.98 \cdot 10^{24} \text{ kg})$ .
- 6. Zakładając, że na dokładność wyznaczenia wartości G mają wpływ głównie dokładności wyznaczenia wartości  $\Delta b$  i okresu drgań T, a pozostałe wielkości występujące we wzorze (11) są podane przez producenta z precyzją pozwalającą zaniedbać ich wpływ na wartość stałej grawitacji, wyznaczyć <u>niepewność  $\Delta G$ </u> zgodnie ze wzorem (18) Instrukcji ONP.

#### 4. LITERATURA

- Wróblewski, J. Zakrzewski, Wstęp do Fizyki, tom II, cz. 1 PWN Warszawa 1989
- H. Szydłowski, Pracownia Fizyczna, PWN Warszawa 1999.