
14

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO PRZY UŻYCIU WAHADŁA REWERSYJNEGO

1. ZAGADNIENIA TEORETRYCZNE

- Dynamika bryły sztywnej;
- Ruch harmoniczny prosty;
- Wahadło matematyczne;
- Wahadło fizyczne ze szczególnym uwzględnieniem wahadła rewersyjnego.

2. POMIARY



Wahadło Katera

- **1.** Zawiesić wahadło na ostrzu O1, tak aby krążek K1 znajdował się nad punktem podparcia, a krążek K2 poniżej.
- **2.** Ustawić krążek K2 w odległości 4 cm od punktu podparcia (trzpień wahadła ma podziałkę w postaci poziomych wcięć).
- **3.** Pobudzić wahadło do drgań o małej amplitudzie i wykonać pomiar czasu 20 wahnięć (pełnych okresów). Wyznaczyć okres drgań wahadła.
- **4.** Zmieniając co 4 cm odległość x krążka K2 od ostrza O1, wyznaczyć okresy drgań dla każdego z tych położeń (poprzez pomiar czasu 20-tu wahnięć).
- **5.** Zawiesić wahadło na ostrzu O2, i powtórzyć czynności z pkt. 2 4.
- **6.** Sporządzić <u>na jednym rysunku</u> wykresy zależności okresów drgań w funkcji odległości x (T=f(x)), dla obu ustawień wahadła (można skorzystać z gotowego szablonu dołączonego do instrukcji). Znaleźć punkt przecięcia krzywych. Zanotować wartości punktu przecięcia: x_0 ustawienia krążków względem punktu podparcia wahadła; T_0 ta sama wartość okresu dla obydwu ustawień wahadła.

- **7.** Zawiesić wahadło na dowolnym ostrzu, ustawić krążek K2 dokładnie w położeniu x₀ i sprawdzić, czy okres drgań wahadła jest zgodny z wyznaczonym na podstawie wykresu. Jeśli rozbieżność jest duża, należy powtórzyć pomiary.
- **8.** Ustawić długość zawieszonego na tym samym statywie wahadła "matematycznego" na wartość długości zredukowanej L (odległość między ostrzami O1 i O2) i zmierzyć czas trwania pełnych 20-tu wahnięć. Wyznaczyć okres drgań wahadła T_M.

3. OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW

- 1. Na podstawie wzoru na okres drgań wahadła wyznaczyć wartości przyspieszenia ziemskiego
- a) korzystając z pomiarów dla wahadła rewersyjnego (x₀, T₀).
- b) korzystając z pomiarów dla wahadła matematycznego (L, T_M).
- 2. Obliczyć niepewność standardową u(g) dla każdej metody korzystając ze wzoru:

$$u(g)/g = u(L)/L + 2 u(T)/T$$

3. Porównać otrzymane wyniki i wyciągnąć wnioski.

4. LITERATURA

- H. Szydłowski "Pracownia fizyczna"
- T. Dryński "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki"

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki część II, wyd 2, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999

